

## AGITATEUR EXTRA-PLAT RSLAB 1F - Flat Design | ULTRA-FLAT MAGNETIC STIRRER RSLAB1F - Flat Design

Le nouvel agitateur extra-plat de la gamme RSLAB est particulièrement indiqué dans les applications de physique/chimie, laboratoires d'analyses et de biotechnologies.

- 1 | Seulement 15 mm d'épaisseur
- 2 | Avec système auto-reverse pour une meilleure agitation et de meilleurs résultats
- 3 | Haute classe de protection : IP 65
- 4 | Surface de travail réalisée avec des matériaux résistants aux agents chimiques
- 5 | Antidérapant et stable

The new ultra-flat magnetic stirrer of our RSLAB range is particularly suitable for the following applications : physical/chemical, analysis and biotechnology laboratories.

- 1 | Thickness : only 15 mm
- 2 | Automatic reverse rotation for better mixing results
- 3 | High IP protection class : IP65.
- 4 | Set-up plate is made from chemically resistant materials
- 5 | Slip-proof and stable



Référence / Code	57 200 120
Modèle / Model	1F - Flat Design
Gamme vitesse / Speed range	15-1500 rpm
Volume max. agitation / Max. stirring volume	0,80 L (H2O)
Poids max. d'agitation / Max. stirring weight	2 kg
Réglage de la vitesse / Speed adjustment	Par boutons +/-   By +/- buttons
Voyant de fonctionnement / Work light	Oui / Yes
Ø. du plateau / Ø. work plate	90 mm
Chauffage / Heating	Non / No
Dimensions (LxH)	175X120X15 mm
Dimensions (LxWxH)	
Poids / Weight	0,30 Kg

 AGITATION  
 STIRRING

Note: le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques et photographies des produits  
 Note: the manufacturer can change the features and pictures of its products