

## ARTICLES INOX STAINLESS STEEL ITEMS

### SOMMAIRE INDEX OF CONTENTS

Chariots   Trolleys	[2]
Chariots multifonctions   Multifunction trolleys	[2]
Chariots médicaux   Medical trolleys	[3]
Tabourets à vérin   Adjustable stool	[4]
Poubelle à pédale   Pedal bin	[4]
Boîtes à instruments   Instrument boxes	[4]
Spatules   Spatulas	[5]
Cristallisoirs   Crystallising dishes	[6]
Plateaux   Trays	[7]
Béchers   Beakers	[7]
Capsules   Dishes	[7]
Entonnoirs   Funnels	[7]

## ARTICLES INOX | STAINLESS STEEL ITEMS

### CHARIOTS | TROLLEYS

- 1 | En acier inox. 18/10, démontable, livré démonté
- 2 | Très belle finition, poli, brillant, avec ou sans galeries
- 3 | Hauteur plateaux /sol 2 plateaux : 300 mm - 820 mm  
3 plateaux : 200mm - 510mm - 820 mm
- 4 | Charge maximale : 60 kg répartis sur les plateaux
- 5 | 2 poignées de poussée
- 6 | Plateaux emboutis

- 1 | Made of stainless steel 18/10, can be dismantled, delivered dismantled
- 2 | Nicely finished, polished and glossy, with or without racks
- 3 | Height of trays / 2 trays : 300 mm - 820 mm  
3 trays : 200 mm - 510 mm - 820 mm
- 4 | Maxi. weights : 60 kg on the trays
- 5 | 2 handles for pushing
- 6 | Stamped trays



#### 2 plateaux | 2 trays

Code sans galeries	Code avec galeries	Dimensions
NE441	445	600 x 430 mm
NE741	745	750 x 500 mm
NE941	945	900 x 600 mm

#### 3 plateaux | 3 trays

Code sans galeries	Code avec galeries	Dimensions
NE446	447	600 x 430 mm
NE746	747	750 x 500 mm
NE946	947	900 x 600 mm

### CHARIOTS MULTI FONCTIONS | MULTIFUNCTIONS TROLLEYS

- 1 | En acier inox. 18/10, entièrement soudés sous argon
- 2 | Hauteur entre les plateaux :  
2 plateaux : 480 mm - 3 plateaux : 275 mm  
entre le sol et plateau supérieur : 855 mm
- 3 | Plateaux en compact qualité *labotacheclean M1*
- 4 | 4 coloris aux choix :  

■	A = Aigue-Marine	■	B = Bleu Oslo
■	N = Nectarine	■	P = Pamplemousse
- 5 | Roues Ø. 100 mm

- 1 | Made of stainless steel 18/10
- 2 | Height between trays :  
2 trays : 480 mm - 3 trays : 275 mm  
between ground and top tray : 855 mm
- 3 | Tray made of compact and *labotacheclean M1* quality
- 4 | Choice of 4 colours :  

■	A = Aquamarine	■	B = Blue Oslo
■	N = Nectarine	■	P = Grapefruit
- 5 | Wheels Ø. 100 mm



#### 2 plateaux | 2 trays

Code	Dimensions
NE431	600 x 400 mm
NE731	700 x 480 mm

#### 3 plateaux | 3 trays

Code	Dimensions
NE436	600 x 400 mm
NE736	700 x 480 mm

### ACCESSOIRES | ACCESSORIES

Code : 113



Code : 123



Code	Description
NE113	Support + plateau inox. 260x180 mm + fixation Stand + stainless steel tray 260x180 mm + fixing
NE123	Support bac à déchet avec fixation et sangle (sans bac) Stand for dustbin with fixing and strap (without dustbin)

CHARIOTS MÉDICAUX | MEDICAL TROLLEYS

- |   |   |
|---|---|
| 1  En acier inox.   | 1  Made of stainless steel  |
| 2  Grande robustesse  | 2  High sturdiness  |
| 3  Charge admissible de 50kg répartie sur les plateaux                                    | 3  Acceptable weight shared on trays : 50kg                                     |
| 4  Facilité d'entretien   | 4  Easy to clean  |
| 5  Grande Modularité  | 5  Easy to manoeuvre  |
| 6  Esthétique   | 6  Modern design  |
| 7  Hauteur des plateaux / 2 plateaux : 200 mm - 840 mm<br>3 plateaux : 200, 520 et 840 mm | 7  Height of trays / 2 trays : 200 mm - 840 mm<br>3 trays : 200, 520 and 840 mm |
| 8  Hauteur totale : 980 mm, plateau du haut : 840 mm                                      | 8  Total height : 980 mm, top trays : 840 mm                                    |
| 9  Plateaux en acier inox. 18/10 304RB réversible   | 9  Trays made of stainless steel 18/10 304RB, reversible                        |
| 10  Les chariots sont livrés démontés   | 10  Trolleys are delivered dismantled   |
| 11  En option : 4 couleurs possibles de cadre   | 11  Optional : 4 colours possible for frame                                     |



**2 plateaux | 2 trays**

**Avec 4 roues normales | With 4 standard wheels**

Code	Dimensions
NE3111D	400 x 400 mm
NE4211D	600 x 400 mm
NE5211D	750 x 500 mm

**Avec 4 roues normales dont 2 à frein | With 4 standard wheels including 2 with brake**

Code	Dimensions
NE3112D	400 x 400 mm
NE4212D	600 x 400 mm
NE5212D	750 x 500 mm

**Avec 4 roues antistatiques | With 4 antistatic wheels**

Code	Dimensions
NE3113D	400 x 400 mm
NE4213D	600 x 400 mm
NE5213D	750 x 500 mm

**Avec 4 roues antistatiques dont 2 à frein | With 4 antistatic wheel including 2 with brake**

Code	Dimensions
NE3114D	400 x 400 mm
NE4214D	600 x 400 mm
NE5214D	750 x 500 mm



Vu du modèle bleu avec accessoires  
See with blue colour and accessories

**3 plateaux | 3 trays**

**Avec 4 roues normales | With 4 standard wheels**

Code	Dimensions
NE4311D	600 x 400 mm
NE5311D	750 x 500 mm

**Avec 4 roues normales dont 2 à frein | With 4 standard wheels including 2 with brake**

Code	Dimensions
NE4312D	600 x 400 mm
NE5312D	750 x 500 mm

**Avec 4 roues antistatiques | With 4 antistatic wheels**

Code	Dimensions
NE4313D	600 x 400 mm
NE5313D	750 x 500 mm

**Avec 4 roues antistatiques dont 2 à frein | With 4 antistatic wheel including 2 with brake**

Code	Dimensions
NE4314D	600 x 400 mm
NE5314D	750 x 500 mm



Vu du modèle rouge avec accessoires  
See with red colour and accessories

## TABOURETS À VÉRIN | ADJUSTABLE STOOL

- 1 | Assise de Ø. 330 mm, hauteur 520 à 700 mm
- 2 | Vinye lavable, classe non feu M2 norme DIN 4102 B2
- 3 | Colonne chromée réglable par vérin à gaz garanti 5 ans
- 4 | Pieds 5 branches aluminium, moulés, polis, sur roulettes
- 5 | Charge maximale : 150 kg

- 1 | Ø. 330 mm to sit down, height 520 to 700 mm
- 2 | Washable vinyl, fire proof M2 - DIN 4102 B2 standard
- 3 | Chromed column, adjustable height system 5 years guarantee
- 4 | 5 aluminium legs, moulded and polished, on wheels
- 5 | Max. weight on stool : 150 kg



Code	Description
NE592	Modèle standard   Classic model
NE592CP	Avec commande aux pieds   With foot control
NE592D	Avec dossier   With back
NE592DCP	Avec dossier + commande aux pieds   With back + foot control

## POUBELLE À PÉDALE 14L | PEDAL BIN 14L

- 1 | Acier inox. 18/10
- 2 | Volume 14 litres
- 3 | Avec seau intérieur en plastique

- 1 | Stainless steel 18/10
- 2 | Capacity 14 litres
- 3 | With internal plastic bucket



Code	Dimensions
NE3015	Ø.250 mm x h. 400 mm

## BOÎTES À INSTRUMENTS EN ALUMINIUM ANODISÉ | ANODISED ALUMINIUM INSTRUMENTS BOXES

- 1 | 4 couleurs disponibles ou neutre
- B = Bleu    R : Rouge    J = Jaune    V = Vert

- 1 | 4 available colours
- B = Blue    R = Red    J = Yellow    V = Green



Code couleur	Long.   Length	Larg.   Width	Haut.   Height
NE8029 (B,R,JV)	170 mm	70 mm	30 mm
NE8030 (B,R,JV)	180 mm	90 mm	30 mm
NE8036 (B,R,JV)	215 mm	100 mm	50 mm

Code neutre	Long.   Length	Larg.   Width	Haut.   Height
NE8029	170 mm	70 mm	30 mm
NE8030	180 mm	90 mm	30 mm
NE8031	180 mm	90 mm	40 mm
NE8034	215 mm	100 mm	30 mm
NE8036	215 mm	100 mm	50 mm

## ARTICLES INOX | STAINLESS STEEL ITEMS

## SPATULE VERSEUSE | POURING SPATULA

- 1 | 1 extrémité forme cuillère, 1 extrémité forme canal  
2 | Préconisée pour le transfert de poudre

- 1 | 1 end with spoon shape, 1 end with channel shape  
2 | Recommended for powder transfer



Code	Longueur   Length
NE001	200 mm

## SPATULE CUILLÈRE | SPOON AND SPATULA

- 1 | 1 extrémité forme cuillère, 1 extrémité forme spatule

- 1 | 1 end with spoon shape, 1 end with spatula shape



Code	Longueur   Length
NE002	120 mm
NE003	150 mm
NE004	180 mm
NE005	210 mm

## SPATULE LAME PLATE | SPOON AND SPATULA

- 1 | Forme plate  
2 | Spatule universelle type abaisse-langue

- 1 | Flat shape  
2 | Universal model type tongue depressor



Code	Longueur   Length
NE007	120 mm

## AIGUILLE LANCEOLÉE | DISSECTION NEEDLE, LANCEOLATE

Code	Longueur   Length
NE010	130 mm



## ARTICLES INOX | STAINLESS STEEL ITEMS

### SPATULE LAME DOUBLE | DOUBLE BLADE SPATULA

1 | 2 extrémités en forme de lame, l'une à bout arrondi légèrement recourbé, l'autre à bout carré.

1 | 2 ends with blade shape, one with rounded and curved end and the other with square end



Code	Longueur   Length
NE015	127 mm
NE016	152 mm
NE017	203 mm
NE018	229 mm

### MICRO-SPATULE | MICRO SPATULA

1 | Spatules spécialement étudiées pour prélever de petites quantités

1 | Specially designed for taking small quantities



Code	Longueur   Length
NE020	102 mm
NE021	134 mm
NE022	152 mm
NE023	203 mm

### SPATULE ANALYSES | ANALYSIS SPATULA

1 | 1 extrémité est rectangulaire et plate, l'autre en forme de cuillère

1 | 1 end is flat and rectangular, 1 end with spoon shape



Code	Longueur   Length
NE030	235 mm
NE031	500 mm

### CRISTALLISOIR | CRISTALLISING DISH

1 | Finition lisse facilitant le nettoyage

1 | Smooth finishing for easy cleaning

2 | Sans bec

2 | Without spout



Code	Volume   Volume	Ø.mm	Haut.   Height	Type.   Form
NE406	50 ml	60 mm	20 mm	bas   low
NE408	100 ml	80 mm	20 mm	bas   low
NE1070	125 ml	nc	nc	haut   tall
NE1085	250 ml	85 mm	45 mm	haut   tall
NE1110	500 ml	110 mm	55 mm	haut   tall
NE1140	1000 ml	140 mm	70 mm	haut   tall
NE1160	2000 ml	160 mm	105 mm	haut   tall
NE1200	5000 ml	200 mm	160 mm	haut   tall

## ARTICLES INOX | STAINLESS STEEL ITEMS

### PLATEAU RECTANGULAR | RECTANGULAR TRAY

1 | Rebord plat, non coupant

1 | Flat rim, non cutting edges



Code	Dimensions   Dimensions
NE1217	170 x 110 x 20 mm
NE1509	205 x 130 x 20 mm
NE1222	220 x 145 x 28 mm
NE1510	245 x 175 x 30 mm
NE1226	265 x 185 x 30 mm
NE1228	285 x 185 x 30 mm
NE1511	300 x 210 x 40 mm
NE1512	355 x 255 x 40 mm
NE1242	425 x 280 x 50 mm
NE1252	510 x 340 x 50 mm

### BÉCHER | BEAKER

1 | 4 modèles possibles : sans bec, avec bec, avec anse et avec bec + anse

1 | 4 models : without spout, with spout, with handle and with spout + handle



Code	Avec bec with spout	Avec anse with handle	Avec bec + anse with spout + handle	Volume	Ø. x haut - height
NE500	NE2010B	NE2010A	NE2010AB	100 ml	50 x 60
NE501	NE2025B	NE2025A	NE2025AB	250 ml	65 x 80
NE502	NE2050B	NE2050A	NE2050AB	500 ml	80 x 110
NE503	NE503B	NE2100A	NE2100AB	1000 ml	100 x 130
NE504	NE2200B	NE2200A	NE2200AB	2000 ml	120 x 180
NE505	NE2300B	NE2300A	NE2300AB	3000 ml	150 x 180
NE506	NE2500B	NE2500A	NE2500AB	5000 ml	180 x 210

### CAPSULE | DISH

1 | Avec ou sans anses à partir des modèles en 100 ml

1 | With or without handles starting from 100 ml volume

2 | Surface polie, fond plat, avec bec verseur.

2 | Polished, flat bottom, with spout



Code	Avec anse with handle	Volume	haut - height	Ø.
NE304		20 ml	nc	nc
NE306		60 ml	30 mm	60 mm
NE308	NE308A	100 ml	40 mm	80 mm
NE310	NE310A	250 ml	50 mm	100 mm
NE312	NE312A	500 ml	60 mm	120 mm
NE316	NE316A	1000 ml	80 mm	160 mm
NE320	NE320A	2000 ml	100 mm	200 mm
NE325	NE325A	4500 ml	120 mm	250 mm

### ENTONNOIR | FUNNEL



Code	Ø.
NE4215	150 mm
NE4220	200 mm
NE4250	250 mm