

Comparaison des caractéristiques

Acura® manual 825

- ▶ Instrument universel, adapté à toutes applications
- ▶ Plage de volumes 0.1 µl - 10 ml
- ▶ Triopack avec trois micropipettes, neuf variantes
- ▶ Poids 88 - 95 grammes
- ▶ Taille standard de la partie basse
- ▶ Activation douce du piston (joint et manchette PTFE sur chaque modèle)
- ▶ Ejecteur réglable cylindrique
- ▶ Autoclavable entièrement assemblée
- ▶ 3 ans de garantie



Acura® manual XS 826

- ◀ Instrument haute performance, principalement pour la recherche
- ◀ Plage de volumes 0.1 µl - 1000 µl
- ◀ TwiXS pack avec deux pipettes, quatre variantes
- ◀ Poids 83 - 88 grammes
- ◀ Réduction jusqu'à 35 mm de la partie basse - maniabilité optimale par guidage précis
- ◀ Activation ultra douce par réduction des forces (nouveaux ressorts) et de la friction (concept de joint à lèvres 200 et 1000 µl)
- ◀ Ejecteur réglable conique (calqué sur collerette de l'embout) plus fin pour microtubes
- ◀ Autoclavable entièrement assemblée
- ◀ 3 ans de garantie