



DIGIPETTE

dispenser pour flacon
digipette
DOSYPROOF

Dispenseur **DOSYPROOF**

Les dispenseurs Dosyproof ont été conçus pour une distribution douce, pratique et efficace, pour une grande variété de liquides habituellement utilisés dans les essais et analyses de laboratoire.

Une combinaison adaptée de matériaux de fabrication tels que le PFA, le FEP, le PTFE, le superalliage Hastelloy, le verre borosilicate ou encore le PP, leur confèrent une grande compatibilité chimique, ce qui garantit son utilisation et sa durée de vie en évitant les détériorations par contact avec les liquides distribués et en apportant dans le même temps une plus grande sécurité et de faibles contraintes d'entretien.

Disponibles dans différentes capacités de volume réglable qui couvrent une gamme de 0,5 mL à 50 mL, ces appareils sont livrés avec de nombreux adaptateurs à vis qui permettent de coupler le distributeur à des nombreux types de flacons.



Dispenseur DOSYPROOF

Caractéristiques

[01] Autoclavable

Ces appareils résistent à la stérilisation par autoclave, complètement montés, par pression de vapeur jusqu'à 121°C, 2 bar absolus (15 psi) pendant 20 minutes.

[02] Adaptateurs à vis

Les distributeurs disposent d'un pas de vis de base de 45 mm et sont fournis avec différents adaptateurs à vis en fonction du modèle, selon les informations suivantes :



Volume

0.5 – 5 ml

1 – 10 ml

2.5 – 25 ml

5 – 50 ml

Adaptateur, PP

GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S40

GL 32, GL 38, S 40

[03] Tube d'extension

En option, il dispose d'un tube flexible avec dispensateur de sécurité qui lui permet des dosages rapides et précis. .



[04] Entretien facile

Le montage / démontage est simple grâce à un nombre limité de pièces assemblées. Les éléments clés comme la soupape, le piston, le cylindre et le bec d'écoulement peuvent se démonter en quelques secondes pour procéder à leur nettoyage..

Dispenseur DOSYPROOF spécifications techniques



Référence	Volume	Graduation	P $\leq \pm$		CV \leq	
			%	μ l	%	μ l
66650001	0.5 - 5 mL	0.1 mL	0.5	25	0.1	5
66650002	1 - 10 mL	0.2 mL	0.5	50	0.1	10
66650003	2.5 - 25 mL	0.5 mL	0.5	125	0.1	25
66650004	5 - 50 mL	1.0 mL	0.5	250	0.1	50

P = Précision

CV = Coefficient de variation

Dispenseur DOSYPROOF Accessoires (non inclus)

Ci-dessous, nous détaillons les références des accessoires disponibles pour le remplacement ou le renouvellement des composants :

Référence	Description
96650001	Adaptateur à vis S40, 45/40 mm
96650002	Adaptateur à vis GL38, 45/38 mm
96650003	Adaptateur à vis GL32, 45/32 mm
96650004	Adaptateur à vis GL28, 32/28 mm
96650005	Adaptateur à vis GL25, 32/25 mm
96650006	Tube d'alimentation (m)
96650007	Tube d'écoulement (m)

Flacon bouchon à vis (Consultez nos articles Flacons GL45, GL28, GL32 et GL80 de notre Tarif)



AUXILAB, S.L.
Polígono Morea Norte Calle D Nº 6
31191 Beriain - Navarra - España
T: +34 948 310 513
comercial@auxilab.es
www.auxilab.es

ROGO-SAMPAIC
23 Rue Ampère, ZI de Vilemilan
91325 Wissous - Paris - France
T: +33 1 69 53 67 67
rogosampaic@rogosampaic.com
www.rogosampaic.com



AUXILAB S.L.
Material de laboratorio
Laboratory supplies