

DISSECTION
DISSECTION

SOMMAIRE
INDEX OF CONTENTS

Aiguilles / Needle	[2]
Ciseaux / Scissors	[2]
Pinces / Forceps	[4]
Rasoirs / Razors	[6]
Bistouris (lames, manches) / Scalpels (blades, handles)	[7]
Sondes / Directors	[8]
Trousses à dissection / Dissection kits	[8]

MARCAS
TRADEMARKS

AIGUILLE LANCÉOLÉE | DISSECTION NEEDLE, LANCEOLATE

- 1 | Manche métal ou manche plastique
2 | Aiguille en acier inox.

- 1 | Metal handle or plastic handle
2 | Stainless steel needle.



Référence Code	Longueur totale Total length	Manche Handle
55 501 997	145 mm	Metal
55 501 897	135 mm	Plastic

AIGUILLE POINTUE | DISSECTION NEEDLE, STRAIGHT

- 1 | Manche métal.
2 | Aiguille en acier inox.

- 1 | Metal handle.
2 | Stainless steel needle.



Référence Code	Longueur totale Total length
55 501 098	125 mm

AIGUILLE HISTOLOGIQUE COURBE | MICROSCOPIC NEEDLE CURVED POINT

- 1 | Manche métal.
2 | Aiguille en acier inox.

- 1 | Metal handle.
2 | Stainless steel needle.



Référence Code	Longueur totale Total length
55 501 096	140 mm

CISEAUX FORT | SCISSORS

- 1 | Un bout pointu, l'autre arrondi.
2 | En acier inox.

- 1 | One pointed blade, one probe (blunt).
2 | Stainless steel.



Référence Code	Longueur totale Length
55 501 002	145 mm

CISEAUX FINS | SCISSORS

- 1 | Pointes fines.
2 | En acier inox.

- 1 | Fine points.
2 | Stainless steel.



Référence Code	Longueur totale Total length
55 501 004	115 mm
55 501 008	140 mm

CISEAUX BOUTS RONDS | SCISSORS

- 1 | Bouts ronds
2 | En acier inox.

- 1 | Blunt ends.
2 | Stainless steel.



Référence Code	Longueur totale Total length
55 501 007	140 mm

CISEAUX À BANDAGE LISTER | SCISSOR

1 | En acier inox.

1 | Stainless steel.



NEW

Référence Code	Longueur totale Total length
55 501 011	140 mm

CISEAUX IRIS | SCISSORS IRIS

1 | En acier inox.

1 | Stainless steel.



NEW

Référence Code	Longueur totale Total length
55 501 009	110 mm

CISEAUX "METZENBAUM" | SCISSORS "METZENBAUM"

1 | En acier inox.

1 | Stainless steel.



NEW

Référence Code	Longueur totale Total length
55 501 013	140 mm

CISEAUX TUNGSTÈNE | SCISSORS TUNGSTEN

1 | 4 modèles : pointu/pointu - pointu/rond - iris - Metzenbaum

1 | 4 types : pointed/pointed - pointed/blunt - iris - Metzenbaum



NEW

Référence Code	Longueur totale Length	Type Type
55 501 021	130 mm	pointu/pointu pointed/pointed
55 501 020	130 mm	pointu/rond pointed/blunt
55 501 023	110 mm	iris iris
55 501 024	140 mm	Metzenbaum Metzenbaum

MICRO CISEAUX "NOYE" | MICRO SCISSORS "NOYE"

1 | 2 pointes.

2 | En acier inox.

1 | 2 points.

2 | Stainless steel.



NEW

Référence Code	Longueur totale Total length
55 501 014	115 mm

CISEAUX COUPE-FIL "SPENCER" | SCISSORS "SPENCER"

1 | En acier inox.

1 | Stainless steel.



NEW

Référence Code	Longueur totale Total length
55 501 041	130 mm

PINCE FINE | FORCEPS SHARP POINTS

1 | Pointes pointues.

1 | pointed.

2 | En acier inox.

2 | Stainless steel.



Referencia Code	Longueur totale Length
55 501 040	117 mm

PINCE FORTE | FORCEPS STRONG

1 | Bouts arrondis.

1 | Blunt ends.

2 | En acier inox.

2 | Stainless steel.



Référence Code	Longueur totale Total length
55 501 082	140 mm
55 501 182	255 mm

PINCE TYPE "DUMONT" | FORCEPS "DUMONT" SHAPE

1 | Pointes fines.

1 | Fine points.

2 | En acier inox.

2 | Stainless steel.



Référence Code	Longueur totale Total length
55 501 172	113 mm

PINCE "LONDON COLLEGE" | FORCEPS "LONDON COLLEGE"

1 | Bout courbe.

1 | Curved points

2 | En acier inox.

2 | Stainless steel.



Referencia Code	Longueur totale Length
55 501 083	115 mm
55 501 001	151 mm

PINCE "FEILCHENFELD" | FORCEPS "FEILCHENFELD" SHAPE

1 | En acier inox.

1 | Stainless steel.



NEW

Référence Code	Longueur totale Length
55 501 071	90 mm
55 501 072	151 mm

PINCE À GRIFFES | FORCEPS WITH CLAWS

1 | En acier inox.

1 | Stainless steel.



NEW

Référence Code	Longueur totale Total length	Griffes Claws
55 501 031	115 mm	1:2
55 501 032	140 mm	1:2
55 501 033	130 mm	2:3
55 501 034	145 mm	2:3

PINCE "KOCHER" À GRIFFES | FORCEPS "KOCHER" WITH CLAWS

1 | En acier inox.

1 | Stainless steel.



NEW

Référence Code	Longueur totale Total length
55 501 035	160 mm

PINCE "ROCHESTER-PEAN" | FORCEPS "ROCHESTER-PEAN"

1 | En acier inox.

1 | Stainless steel.



NEW

Référence Code	Longueur totale Total length
55 501 036	160 mm

PINCE "ADSON" | FORCEPS "ADSON"

1 | En acier inox.

1 | Stainless steel.



NEW

Référence Code	Longueur totale Total length
55 501 099	120 mm

PINCE À HORLOGER | FORCEPS FOR WATCHMAKER

1 | En acier inox.

1 | Stainless steel.



NEW

Référence Code	Longueur totale Total length
55 501 039	110 mm

PINCE À INSECTE | CLAMP FOR INSECT

1 | En acier inox.

1 | Stainless steel.



NEW

Référence Code	Longueur totale Total length
55 501 025	100 mm

PORTE AIGUILLE "MAYO-HEGAR" | FORCEPS

1 | En acier inox.

1 | Stainless steel.



NEW

Référence Code	Longueur totale Total length
55 501 038	160 mm

RASOIR PLIABLE | PLIABLE RAZOR

1 | Lames en acier inox.
2 | Manche en plastique noir.

1 | Stainless steel blade.
2 | Black plastic handle.



NEW

Référence Code	Longueur lame Blade length
55 501 980	110 mm

RASOIR PLIABLE | PLIABLE RAZOR

1 | Lames en acier inox.
2 | Manche en acier inox.

1 | Stainless steel blade.
2 | Stainless steel handle.




NEW

Référence Code	Longueur lame Blade length
55 501 981	110 mm

LAMES DE BISTOURI | SCALPEL BLADES

- 1 | En acier au carbone extrêmement affûtées, requièrent un minimum de pression pour l'obtention d'une coupe précise
 2 | Par boîte de 100 unités stériles et emballées individuellement

- 1 | Carbon steel blade and extremely sharp, require a minimum pressure to make a precise cut
 2 | Box of 100 units, sterile and individually packed



NEW

Référence Code	Numéro Number	N° manche Handle n°
61205100	10	3
61205110	11	3
61205150	15	3
61205200	20	4
61205210	21	4
61205220	22	4
61205230	23	4
61205240	24	4

BISTOURIS À USAGE UNIQUE | DISPOSABLE SCALPELS

- 1 | Bistouri complet à manche plastique et lame acier au carbone
 2 | Par boîte de 10 unités stériles et emballés individuellement

- 1 | Complete scalpel with plastic handle and carbon steel blade
 2 | Box of 10 units, sterile and individually packed



NEW

Referencia Code	Numéro Number	Longueur Length
61204100	10	135 mm
61204110	11	135 mm
61204150	15	135 mm
61204200	20	160 mm
61204210	21	160 mm
61204220	22	160 mm
61204230	23	160 mm
61204240	24	160 mm

MANCHE DE BISTOURI N°3 | SCALPEL HANDLE N°3

- 1 | En acier inox.

- 1 | Stainless steel.



Référence Code	Longueur totale Total length
55 501 095	124 mm

MANCHE DE BISTOURI N°4 | SCALPEL HANDLE N°4

- 1 | En acier inox.

- 1 | Stainless steel.



Référence Code	Longueur totale Length
55 501 995	138 mm

SCALPEL À LAME FIXE | SCALPEL

- 1 | En acier inox.
- 2 | Lame de 40 mm de long.



- 1 | En acier inox.
- 2 | Length of blade : 40 mm.

Référence Code	Longueur totale Total length
55 501 895	154 mm

SONDE BOUTONNÉE | KNOB DIRECTOR PROBE

- 1 | En acier inox.

- 1 | En acier inox.



Référence Code	Longueur totale Total length
55 501 300	140 mm

SONDE CANNELÉE | DIRECTOR WITHOUT TIP

- 1 | En acier inox.

- 1 | En acier inox.



Référence Code	Longueur totale Total length
55 501 998	140 mm

TROUSSE A DISSECTION CLASSIQUE | CLASSICAL DISSECTION KIT

- 1 | Couleur rouge/bordeaux.
- 2 | A fermeture éclair.
- 3 | Pour 10 pièces.
- 4 | Livrée sans instruments.

- 1 | Red colour.
- 2 | With zipper.
- 3 | For 10 pcs.
- 4 | Supplied without instruments.



Référence Code	Longueur totale Total length
55 501 994	280 mm

TROUSSE A DISSECTION ACIER INOX ET STÉRILISABLE | STAINLESS STEEL DISSECTION KIT, STERILIZABLE

- 1 | Stérilisable.
- 2 | Livrée sans instruments.

- 1 | Sterilizable.
- 2 | Supplied without instruments



Référence Code	Long Length	Larg. Width	Haut. Height
55 501 993	170 mm	70 mm	30 mm

TROUSSE A DISSECTION À BOUTON PRESSION | DISSECTION KIT WITH SNAP

- 1 | Fermeture par bouton pression.
- 2 | Modèles pour 3, 6 ou 12 pièces.
- 3 | Livrée sans instruments

- 1 | With snap.
- 2 | For 3, 6 or 12 pcs.
- 3 | Supplied without instruments



Référence Code	Long Length	Larg. Width	Pour For
55 501 990	160 mm	90 mm	3 pcs
55 501 991	180 mm	100 mm	6 pcs
55 501 992	168 mm	105 mm	12 pcs