

Mini centrífugas / Mini centrifugeurs

Marca|Marque: Nahita

De gran utilidad en laboratorios de Biología Molecular para técnicas de microfiltración, preparación de muestras para HPLC o PCR presentan un tamaño realmente compacto por lo que resultan fácilmente transportables y apropiados en aquellos laboratorios con problemas de espacio o para su uso durante periodos limitados de tiempo en estancias refrigeradas.

El funcionamiento es muy sencillo, simplemente cerrar la tapa y pulsar el interruptor ON/OFF; para centrifugaciones repetitivas basta con cerrar y abrir la tapa para poner en marcha o parar la centrifugación.

- Rotor angular para microtubos de 1.5/2.0 mL con adaptadores para microtubos de 0.5 mL y 0.2 mL
- Rotor para tiras de microtubos de 0.2 mL
- Ligera, muy silenciosa y estable, dispone de patas de ventosa
- Con tapa transparente para visualizar en todo momento el estado del rotor
- Fuente conmutada 100-240V
- Conexión DC12V para su uso en el coche (Modelo 2507/24)

Utile dans des laboratoires de Biologie Moléculaire pour techniques de microfiltration, préparation d'échantillons pour HPLC ou PCR, ils présentent une taille réellement compacte facilement transportable et adéquate aux laboratoires avec espace réduit ou pour son utilisation pendant de périodes de temps courts dans des séjours refroidis. Le fonctionnement est très simple, fermer le couvercle et pousser l'interrupteur ON/OFF ; pour des centrifugations répétitives il est suffit de fermer et d'ouvrir le couvercle pour mettre en marche ou arrêter la centrifugation.

- Rotor angulaire pour micro tubes 1.5/2.0 de ml avec des adaptateurs pour micro tubes de 0.5 ml et 0.2 ml
- Rotor pour bandes de micro tubes de 0.2 ml
- Léger, très silencieux et stable, fourni avec pieds de ventouse
- Couvercle transparente pour vérifier en tout moment l'état du rotor
- Commutateur 100-240V
- Connexion DC12V pour son emploi à la voiture (Modèle 2507/24)



Ref. / Réf.: 52507001



Ref. / Réf.: 52507014



Ref. / Réf.: 52507024

Referencia / Référence	52507001	52507014	52507024
Modelo / Modèle	2507/1	2507/14	2507/24
Capacidad / Capacité			
Cabezal angular / Rotor angulaire		6x1.5/2.0 mL 6x0.5 mL* 6x0.2 mL*	
Cabezal de tiras / Rotor en ligne		2 tiras de 8 x 0.2 mL	
Velocidad / Vitesse	10000 rpm	4000/6000/10000 rpm	
FCR / FCR	5000 g	900/2000/5000 g	
Alimentación / Alimentation	CA 100-240 V, 50/60 Hz	CA 100-240 V, 50/60 Hz	DC12V (coche)
Dimensiones / Dimensions	17x15x13 cm.		
Peso / Poids	~0.8 Kg		

\* Utilizando los adaptadores incluidos / Avec les adaptateurs inclus