

Réfractomètre d'Abbe / Abbe refractometer

Applications :

- 1 | Pour la mesure des indices de réfraction et la concentration en sucre (BRIX)
- 2 | Equipement robuste de construction métallique
- 3 | Utilisé en contrôle qualité, étude de pureté de produits, analyse quantitative de mélanges binaires, concentration en sucre, matières grasses... Pour les liquides et solides de type verre, plastique, etc.

Features:

- 1 | To measure refractive index and sugar concentration (BRIX)
- 2 | With metal body
- 3 | For quality control, purity study, quantitative analysis of binary mixtures, sugar concentration, fat, for liquids and solids like glass, plastic, etc.



Vue [1]



Vue [2]



Vue [3]

Livré avec :

- 1 réfractomètre d'Abbe
- 1 thermomètre
- 1 cale de contrôle
- 1 flacon de liquide de contact
- 1 tournevis
- 1 manuel d'utilisateur
- 1 malette de transport

Delivered with :

- 1 Abbe refractometer
- 1 thermometer
- 1 standard
- 1 bottle of contact liquid
- 1 screwdriver
- 1 user manual
- 1 carrying case

Référence / Code	50 300 100
Indice de réfraction / Refractive index	1.3000 - 1.7000 nD
Précision / Accuracy	0.0003 nD
Valeur minimale / Minimum value	0.0005 nD
Sucre (BRIX) / Sugar (BRIX)	0 - 95 %
Précision 0 à 50% BRIX / Accuracy 0 to 50% BRIX	0.2 %
Précision 50 à 95% BRIX / Accuracy 0 to 50% BRIX	0.1 %
Valeur minimale / Minimum value	0.25 %
Dimensions / Dimensions	14 x 10 x 24 cm
Poids / Weight	4,5 Kg